

MicroPro[®] Syringe Pumping System User Manual

Rev. 2.2E
© 2000 Eldex Laboratories, Inc.



Eldex 30 Executive Ct.
Napa, CA 94558
USA

Tel: (707)224-8800
(800)969-3533
Fax: (707)224-0688

TABLE OF CONTENTS

I. Introduction	
General Description	1.1
About This Manual	1.3
A Guided Tour	1.3
Removing the Front Panel	1.3
Front Panel, Single Syringe	1.4
Rear Panel, Dual and Single	1.6
Front Panel, Dual Syringe	1.8
An Overall Look at the Local Interface	1.10
Theory of Operation	1.13
General	1.13
Flow Schematic	1.13
Electronic Control	1.14
Specifications	1.16
II. Installation	
What You Will Need	2.1
Unpacking and Location	2.1
Setup Summary	2.2
Setup and Connections	2.3
Electrical	2.3
Power Entry Module	2.3
Inputs/Outputs	2.3
Plumbing	2.8
Solvent Bottle	2.8
Bottle Tray	2.8
Degassing	2.8
Inlet Connection	2.8
Purge Connection	2.9
Ternary and Quaternary Connection	2.9
Transitional Liquid Delivery Connection	2.9
Software Setup	2.10
Priming and Purging	2.13
Outlet Connection	2.15
Equilibrate and Characterize	2.17
III. Operation	
Plumbing Options	3.1
Valves	3.1
Pressure Transducers	3.3
Mixers	3.4
Local Control Software	3.5
Overview	3.5
Main and Display Menu	3.7
Main	3.8
Display	3.8
Real Time Menu	3.9
Running the System in Real Time	3.9
File Creation and Editing Menus	3.11
Copying a File	3.12
Deleting a File	3.13
Editing an Existing File	3.14
Creating a File	3.15
File Linking and Running Menus	3.21
Entering a File/Cycle	3.21
Entering a File Sequence	3.22
Setup and Configuration Menus	3.23

Setup Menus	3.24
Turning Pre-Pressurization ON/OFF	3.25
Selecting the Gain Mode	3.26
Characterizing the System	3.27
Setting the Refill Rate	3.29
Purging the System	3.30
Setting Temperature	3.32
Calibrating Pressure Sensors	3.33
Configuration Menus	3.34
Setting Refill Between Run Mode	3.35
Viewing the Mode of Operation	3.36
Diagnostics Menus	3.37
Viewing Syringe Size	3.38
Viewing EPROM Level	3.39
Testing High Pressure Active Valves	3.40
Testing Low Pressure Active Valves	3.41
Setting Remote Flow Rate Control	3.42
Programming TLD Flow Time and Mode	3.45
IV. Exercises and Flow Schematics	
Single Syringe Mode	4.1
Plumbing	4.1
Exercise	4.5
Multiple Syringe Mode	4.12
Plumbing	4.12
Exercise	4.12
Reciprocating Mode	4.18
Plumbing	4.18
Exercise	4.22
Gradient Mode	4.26
Plumbing	4.26
Exercise	4.28
Continuous Flow Gradient Mode	4.35
Linking Files	4.37
File/Cycle	4.37
File/Sequence	4.39
V. Troubleshooting and Basic Maintenance	
Troubleshooting	5.1
General	5.1
Baseline Problems	5.1
Retention Problems	5.3
Basic Maintenance	5.4
General	5.4
Piston Seal Replacement	5.4
Mixer Filter Replacement	5.5
Mechanical Valve Repair	5.6
VI. Appendixes	
Spare Parts and Accessories	6.1
Warranty	6.2
Return Procedure	6.2
Trademarks	6.2
Index	6.3

Typographical Conventions

Before you start using the MicroPro Pump, it is important to understand the terms and typographical conventions used in the user manual.

Formatting convention	Type of information
Bold type	Characters you type. For example, if the manual instructs you to enter 15 , you enter the numbers “1” and “5” from the numeric keypad.
Monospaced font	References to the fields in the screens.
SMALL CAPITALS	References to dedicated keys.



CAUTION: The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the appliance.

ATTENTION: Le point d'exclamation dans un triangle équilatéral signale à alerter l'utilisateur qu'il y a des instructions d'opération et d'entretien très importantes dans la littérature qui accompagne l'appareil.

ACHTUNG: Ein Ausrufungszeichen innerhalb eines gleichwinkligen Dreiecks dient dazu, den Benutzer auf wichtige Bedienungs- und Wartungsanweisungen in der dem Gerät beiliegenden Literatur aufmerksam zu machen.



CAUTION: We have tested this pump with 2 propanol. Residual amounts of 2 propanol may be in the syringe and connecting tubing. You may wish to flush with an appropriate, miscible solvent.

You may be using a variety of fluids which require special handling procedures and safety precautions. Consult the appropriate MSDS (Material Safety Data Sheet) supplied with the materials you will be using. Be certain to follow all handling, safety, and disposal procedures appropriate for the materials you use.

ATTENTION: Gardez à l'esprit que nous avons testé cette pompe avec le propanol-2. Les quantités résiduelles du propanol-2 peuvent se trouver sur le dispositif de raccordement du liquide et vous souhaiterez certainement les chasser avec un solvant miscible approprié.

Vous pouvez utiliser une variété de liquides qui nécessitent des manipulations et des précautions particulières. Consultez la fiche technique de sécurité appropriée; elle est fournie avec le matériel que vous utiliserez. Veillez à bien respecter toutes les procédures de manipulation, sécurité et élimination du matériel.

ACHTUNG: Die Pumpe wurde mit 2-Propanol getestet. Geringe Restmengen von 2-Propanol können sich noch im System befinden, so dass wir Ihnen vor Inbetriebnahme das Spülen mit einem geeigneten Lösungsmittel empfehlen.

Sie können eine Vielzahl von Lösungsmitteln einsetzen, deren Verwendung unter Umständen spezielle Sicherheitsvorkehrungen voraussetzt. Bitte beachten Sie in allen Fällen die, den Lösungsmitteln vom Hersteller beigelegten Sicherheitsdatenblätter.



CAUTION: Safety may be impaired if use of your pump is not as instructed.

ATTENTION: Pour votre protection, respecter les consignes d'utilisations.

ACHTUNG: Unsachgemäßer Gebrauch der Pumpe kann zu Beeinträchtigungen der Sicherheit führen.



CAUTION: You can damage the instrument by connecting it to an improper voltage.

ATTENTION: Des dommages peuvent être dus à une mauvaise alimentation électrique.

ACHTUNG: Der Anschluss des Gerätes an eine ungeeignete Spannungsquelle kann zu Beschädigungen der Pumpe führen.



CAUTION: Only a qualified electronic technician should adjust or make changes to the electrical components of the pump.

ATTENTION: Maintenance et réparations doivent être effectuées par une personne accréditée par Eldex.

ACHTUNG: Das Gerät darf nur von entsprechend ausgebildetem Fachpersonal geöffnet werden, um Reparaturen an der Elektronik durchzuführen.
